



# PALOMACARE®

gel vaginal

Gel hidratant și reparator pentru mucoasa colului uterin și a vaginului.

**Gel vaginal Palomacare® are următoarele proprietăți:**

- Hidratează și restabilește epitelul mucoasei colului uterin și a vaginului.
- Reechilibrează microbiomul vaginal.
- Îmbunătățește sănătatea vaginală.

Formula sa pe bază de gel garantează că produsul rămâne în contact cu mucoasa vaginală perioade mai lungi de timp. Astfel, mucoasa vaginală își recuperează elasticitatea și hidratarea normală, facilitând procesele fiziologice de reparare.

**Recomandări pentru utilizare. Dispozitiv medical util pentru:**

- Situatiile care afectează sănătatea vaginală, cu prezența uscăciunii și/sau a atrofiei vaginale:
- Menopauză, post-partum și alăptare.
  - După intervenții chirurgicale ginecologice: conizație, LETZ (excizie cu ansă), biopsii cervicale, intervenție chirurgicală la nivelul vaginului.
  - Radioterapie și chimioterapie.

Situatiile care afectează sănătatea vaginală prin modificarea microbiomului vaginal:

- Tratamente cu antibiotice cu spectru larg.
- Situații cu imunitate suprimată.
- Diabet slab controlat.
- Infecții vaginale cronice.

**Mecanism de acțiune:** Gel vaginal Palomacare® este o formulă inovatoare, fără hormoni, a cărei acțiune principală este de a forma o peliculă pe mucoasa vaginală care, împreună cu diverse ingrediente naturale sub formă niosomală și fitosomală, hidratează cu un confort îmbunătățit (prin reducerea senzației de „pierderi” percepute de pacient).

**Instrucțiuni de utilizare:**

În situații acute: Se recomandă aplicarea unei canule, o dată pe zi. Cazuri ușoare și de întreținere: Se recomandă aplicarea unei canule o dată la două zile.

Aplicații cu canulă cu doză unică în zona vaginală, de preferință înainte de culcare. Apăsați recipientul pentru a-i goli conținutul și îndepărtați-l ușor. Nu clătiți. Aruncați canula cu doză unică.

**Acțiunile principale ale componentelor Palomacare®; gel hidratant și reparator pentru mucoasa vaginală:**

- Niosomi de acid hialuronico: Acțiunea lor principală este hidratarea suprafetei țesuturilor, oferind elasticitate membranelor mucoase.
- Niosomi de β-glucan: Proprietățile lor mențin structura și funcția mucoasei vaginale.
- Fitosomi din Centella asiatica: Promovează procesul natural de reparare a mucoasei vaginale.
- BioEcolia®: Prebiotic (α-glucan oligozaharidă) care stimulează creșterea florei bacteriene benefice și reechilibrează microbiomul vaginal.
- Aloe vera: Acțiuni de hidratare, epitelizare și reparare a mucoasei vaginale.

**Avertismente:** A nu se utilizează la persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oricare dintre ingrediente. Dacă după aplicare resimțiți disconfort, intrerupeți utilizarea și consultați un medic. Dacă sunteți însărcinată, consultați un medic înainte de utilizare.

Testat sub control ginecologic.

Fără parfum. Fără parabeni.

pH = 5

Îmbunătățește actul sexual.

Compatibil cu prezervative.

**Prezentare:** 6 canule cu doză unică de 5 ml.

A se păstra la loc uscat și răcoros. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Fabricant / Hersteller:  
PROCARE HEALTH IBERIA, S.L.  
Av. Miguel Hernández 21, Bajo  
46450 Benifaió (Valencia)  
Spanien



OOS1 001/040/002

K-36423-1.0

Rev: 10/2024



# PALOMACARE®

Vaginal-Gel

Befeuchtendes und reparierendes Gel für die zervikovaginale Schleimhaut.

**Palomacare® Vaginalgel hat die folgenden Eigenschaften:**

- Hydratisiert und restauriert das Epithel der zervikal-vaginalen Schleimhaut.
- Harmonisiert die vaginale Mikrobiota.
- Verbessert die Gesundheit der Vagina.

Die Gelformulierung gewährleistet, dass das Produkt über einen längeren Zeitraum mit der Vaginalschleimhaut in Kontakt bleibt. Auf diese Weise erhält die Vaginalschleimhaut ihre normale Elastizität und Hydratation zurück, dies fördert physiologische Reparaturprozesse.

**Empfohlene Verwendung: Medizinprodukt nützlich für:**

Situationen, die die vaginale Gesundheit beeinträchtigen, mit dem Vorhandensein von Trockenheit und/oder vaginaler Atrophie:

- Menopause, Wochenbett und Stillen.
- Nach gynäkologischen Eingriffen: Konisation, LETZ (Schlingenexzision), Gebärmutterhalsbiopsien, Vaginalchirurgie.
- Strahlentherapie und Chemotherapie.

Situationen, die die vaginale Gesundheit durch Veränderung der vaginalen Mikrobiota beeinflussen:

- Breitspektrum-Antibiotika-Therapie.
- Geschwächtes Immunsystem.
- Unzureichend eingestellter Diabetes.
- Chronische vaginale Infektionen.

**Wirkungsweise:** Palomacare® Vaginalgel ist eine innovative, nicht-hormonelle Darreichungsform, deren Hauptwirkung darin besteht, einen Film auf der Vaginalschleimhaut zu bilden, der in Kombination mit verschiedenen natürlichen Inhaltsstoffen in niosomaler und phytosomaler Form Feuchtigkeit spendet und den Komfort verbessert (indem er das von den Patientinnen empfundene „Verlustgefühl“ verringert).

**Gebrauchsanweisung:**

In akuten Situationen: Es wird empfohlen, einmal pro Tag eine Kanüle zu verwenden. Milde Situationen und Pflege: Es wird empfohlen, jeden zweiten Tag eine Kanüle anzuwenden.

Führen Sie eine Einzeldosis-Kanüle in den Vaginalbereich ein, vorzugsweise vor dem Schlafengehen. Drücken Sie auf den Behälter, um den Inhalt zu entleeren, und entfernen Sie ihn vorsichtig. Nicht abspülen. Entsorgen Sie die Einzeldosis-Kanüle.

**Primäre Wirkung der Palomacare®-Komponenten: feuchtigkeitsspendendes und reparierendes Gel für die Vaginalschleimhaut:**

- Hyaluronsäure-Niosomen: Ihre Hauptwirkung ist die Befeuchtung der Gewebeoberfläche, wodurch diese elastischer wird.
- β-Glucan-Niosomen: Ihre Eigenschaften erhalten die Struktur und Funktion der Vaginalschleimhaut.
- Centella asiatica-Phytosomen: Fördern den natürlichen Reparaturprozess der Vaginalschleimhaut.
- BioEcolia®: Präbiotikum (α-Glucan-Oligosaccharid), das das Wachstum der nützlichen Bakterien Flora stimuliert und die vaginale Mikrobiota wieder ins Gleichgewicht bringt.
- Aloe Vera: Feuchtigkeitsspendende, epithelialisierende und reparierende Wirkung auf die Vaginalschleimhaut.

Aloe Vera: Feuchtigkeitsspendende, epithelialisierende und reparierende Wirkung auf die Vaginalschleimhaut.

**Vorsicht!** Nicht zur Anwendung bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Wenn Sie nach der Anwendung Unwohlsein verspüren, brechen Sie die Anwendung ab und konsultieren Sie einen Arzt. Im Falle einer Schwangerschaft sprechen Sie bitte vor der Anwendung mit Ihrem Arzt.

Getestet unter gynäkologischer Kontrolle.

Parfümfrei. Parabenfrei.

pH=5

Begünstigt den Geschlechtsverkehr.

Kompatibel mit Kondomen.

**Präsentation:** 6 x 5-mL-Einzeldosiskanülen.

Das Produkt kühl und trocken aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.



# PALOMACARE®

vaginalni gel

Gel za vlaženje in obnovo sluznice materničnega vrata in nožnice.

**Palomacare® vaginalni gel ima naslednje lastnosti:**

- vlaži in obnavlja epitelij sluznice materničnega vrata in nožnice;
- ponovno vzpostavi ravnotežje nožnične mikrobiote;
- pomaga pri splošnem zdravju nožnice.

Formula v obliku gela zagotavlja, da gel ostane v stiku z nožnično sluznico dlje časa. Tako nožnična sluznica pridobi normalno elastičnost in vlažnost, ki pridomore k fiziološkim procesom obnavljanja sluznice.

**Priporočena uporaba: medicinski priporoček, ki se uporablja:**

v primerih, ki vplivajo na stanje nožnice, pri čemer pride do suhosti in/ali atrofije nožnice:

- menopavza, obdobje po porodu, dojenje,
- po ginekoloških operacijah: konizacija, LETZ (ekscizija z zanko), biopsija materničnega vrata, operacije nožnice,
- obsevanje in kemoterapija.

V primerih, ko se spremeni mikrobiota nožnice, kar vpliva na njeno stanje:

- zdravljenje z antibiotiki širokega spektra,
- primeri zmanjšane odpornosti,
- slabo nadzorovana sladkorna bolezen,
- kronične okužbe nožnice.

**Mehanizem delovanja:** Palomacare® vaginalni gel je inovativna formula, ki ne vsebuje hormonov. Deluje tako, da na nožnični sluznici tvori film, ki v kombinaciji z različnimi naravnimi sestavinami (v niosomski in fitosomski obliku) vlaži nožnico in izboljša udobje (zmanjuje občutek "izgubljanja udobja", ki ga pogosto zaznavajo uporabnici).

**Navodila za uporabo:**

V akutnih primerih: priporoča se uporaba enega enoodmernega aplikatorja enkrat na dan. V bližnjih primerih in za vzdrževanje: priporoča se uporaba enega enoodmernega aplikatorja vsak drugi dan.

Enoodmerni aplikator vstavite v predel nožnice, najbolje pred spanjem. Stisnite vsebnik, da se vsebina izprazni, in ga nežno odstranite. Ne izpirajte. Enoodmerni aplikator zavrzite.

**Osnovno delovanje sestavin vlažilnega in obnovitvenega gela Palomacare® na sluznico nožnice:**

- Niosomi hialuronske kislino: njihov glavni učinek je površinsko vlaženje tkiv, kar zagotavlja večjo elastičnost sluznice.
- Niosomi beta-glukana: njihove lastnosti ohranjajo strukturo in sposobnost delovanja nožnične sluznice.
- Fitosomi rastline Gotu kola (Centella asiatica): spodbujajo naravni proces obnavljanja nožnične sluznice.
- BioEcolia®: prebiotik (alfa-oligoglukan), ki spodbuja rast koristne bakterijske flore in ponovno vzpostavlja ravnotežje nožnične mikrobiote.
- Aloe vera: vpliva na vlaženje, epitilizacijo in obnovo nožnične sluznice.

**Pozor:** ne uporabljajte v primeru znane preobčutljivosti za katero koli sestavino. Če po uporabi občutek nelagodje, prenehajte z uporabo in poiščite zdravniško pomoč. Če ste noseči, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.

Preizkušeno pod nadzorom ginekologov.

Brez dišav. Brez parabenov.

pH=5

Olajša spolne odnose.

Zdržljiv s kondom.

**Pakiranje:** 6 enoodmernih 5 ml aplikatorjev.

Pripomoček shranjuje pri temperaturi do 25 °C. Hranite na hladnem, suhem mestu.

Shranjuje nedosegljivo otrokom!



# PALOMACARE®

żel dopochwowy

Żel na błonę śluzową szyjki macicy i pochwy o działaniu nawilżającym i regenerującym.

**Żel dopochwowy Palomacare® ma następujące właściwości:**

- Nawilża i regeneruje nabłonek błony śluzowej szyjki macicy i pochwy.
- Przywraca równowagę mikroflory pochwy.
- Poprawia zdrowie pochwy.

Jego żelowa formula gwarantuje długotrwały kontakt produktu z błoną śluzową pochwy. Dzięki temu błona śluzowa pochwy odzyskuje prawidłową elastyczność i nawilżenie, co wspomaga fizjologiczne procesy regeneracji.

**Zalecane zastosowanie: Wyrób medyczny jest przydatny w następujących sytuacjach:**

Sytuacje, które wpływają na zdrowie pochwy, przy suchości i/lub atrofii pochwy:

- Menopauza, okres poporodowy i karmienia piersią,
- Po operacjach ginekologicznych: konizacja, LETZ (zabieg wycięcia za pomocą specjalistycznej pętli), biopsje szyjki macicy, zabiegi chirurgiczne w pochwie,
- Radioterapia i chemioterapia.

Sytuacje, które wpływają na zdrowie pochwy przez zmianę mikrobioty pochwy:

- Antybiotykoterapia o szerskim spektrum działania,
- Sytuacje obnionej odporności,
- Niewystarczająco kontrolowana cukrzyca,
- Przewlekłe infekcje pochwy.

**Mechanizm działania:** Palomacare® żel dopochwowy to innowacyjny, niehormonalny preparat, którego podstawowe działanie polega na tworzeniu na błonie śluzowej pochwy powłoki, która za pomocą różnych naturalnych składników w postaci niosomalnej i fitosomalnej nawilża, a zarazem poprawia komfort pacjentki (przez zmniejszenie odczuwanych przez pacjentki „ubytków” w nabłonku błony śluzowej pochwy).

**Instrukcja stosowania:**

W stanach ostrzych: Zaleca się aplikację jednej kaniuli raz dziennie. Stany łagodne i profilaktyka: Zaleca się aplikację jednej kaniuli co drugi dzień.

Kaniulę jednodawkową zaaplikować do pochwy, najlepiej bezpośrednio przed snem. Nacisnąć aplikator, aby opróżnić jego zawartość i delikatnie wyjąć. Nie podmywać się. Wyrzucić kaniulę jednodawkową.

**Podstawowe działanie składników Palomacare®, żel nawilżający i regenerujący błonę śluzową pochwy:**

- Niosomy kwasu hialuronowego: Ich podstawowym działaniem jest nawilżanie powierzchni tkan